

## 孕检 APP 功能设计说明

Little Island Pte. Ltd.

2016. 01. 11

一. 项目分为两个部分, 分别报价:

服务器接口开发;

APP 开发;

二. 服务器接口:

云服务器: 阿里云

数据库已配置完善, 需实现与 APP 传输数据的接口。

接口功能:

1. 用户登录接口
2. 获取用户信息接口
3. 获取患者列表接口 (医生)
4. 获取医生信息接口 (患者)
5. 获取患者胎心图/宫腔压力图 接口
6. 已阅患者胎心图/宫腔压力图 接口
7. 医生患者聊天接口 (文字)
  - a. 更新未读信息状态
  - b. 获取未读信息
  - c. 发送信息

三. APP 开发:

两个平台 (iOS, Android)

两个端口 (医生端, 用户端)

将提供相关素材与设计

1. 公用页面

Landing Page:



登录页面（注册和忘记密码链接到相关网页）

开心监护至尊之作

不是简简单单的放大，而是方方面面都大有提升，现在文字文就开启阖家幸福吧！

用户名

密码

登录

注册 忘记密码?

## 2. 医生端

用户交互：APP

对应三个页面：患者列表页面；医生信息页面；医患聊天页面

默认进入患者列表页面；

APP 想法有三个 Tab, 对应三个页面切换。

有未读信息和未处理的图表 Push 通知。

**医生信息页面：**

显示用户信息（可以修改更新）

姓名	<input type="text" value="王小川"/>	
年龄	<input type="text" value="18"/>	
联系电话	<input type="text" value="84275248"/>	
医院	<input type="text" value="中国医科大学附属第一医院"/>	
QQ	<input type="text" value="442509934"/>	
微信号	<input type="text" value="xuyae573"/>	
职称	<input type="text" value="教授"/>	
备用联系医生	<input type="text" value="doctor24"/>	
家庭地址	<input type="text" value="123"/>	
家庭联系人	<input type="text" value="123"/>	<input type="text" value="123"/>
<input type="button" value="完成修改"/>		

**患者列表页面：**

查看相关患者列表

支持查询排序

高亮显示为查阅的患者列表

点击患者进入该患者的图表页面。

Q	筛选	排序
A		
	阿甲乙	
C		
	陈甲乙	
	陈小春	
L		


Q	筛选	排序
全部		
未处理		
	阿甲乙	

Q	
筛选	排序
A	按拼音
 阿甲乙	按时间
C	按紧急程度

查看患者图表信息页面：

提供一个按钮供医生点击，“已阅” 点击后更新 “是否处理” 状态。并给患者在医患聊天页面自动发送一条消息。

可选取测量时间查看历史图标



医患聊天页面：

显示相关患者列表

支持查询排序

高亮显示有未读消息的患者列表

点击进入聊天页面，清除未读。



### 3. 患者端:

用户交互: APP

同样对应三个页面: 患者图表页面; 医患聊天页面; 医生信息页面

默认进入患者图表页面;

APP 想法有三个 Tab, 对应三个页面切换。

有未读信息 Push 通知。

医生处理完图表, Push 通知。

**患者图表页面:**

和医生端对应页面一致, 可选取测量时间查看历史图标; 显示图表是否被医生查看。

**医生信息页面**

显示医生信息, 不可修改

**医患聊天页面**

点击进入聊天页面, 有未读消息 push 通知。

医生处理完一个图标, 医患聊天页面接收一条信息。